

CPAP-SCHLAUCHBÜRSTE ZUR REINIGUNG VON CPAP-SCHLÄUCHEN

DE

Handliche Länge von 120 cm; passend für alle CPAP-Standardschläuche (mit Innendurchmesser 19 mm und Muffe 22 mm).

Anwendung

1. Wickeln Sie die Schlauchbürste vorsichtig ab und richten Sie sie gerade aus. Um Ermüdung am Draht durch Auf- und Abwickeln zu vermeiden, empfiehlt es sich, einen Platz zum Aufhängen der Bürste zu finden.
2. Waschen Sie die Bürste vor dem Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Anschließend mit kaltem Wasser nachspülen.
3. Für die Reinigung des CPAP-Schlauches sollten ebenfalls ein mildes Reinigungsmittel (z.B. SomnoSept) und lauwarms Wasser verwendet werden (kaltes oder lauwarms Wasser wird empfohlen, da heißes Wasser Kunststoffe austrocknen und ihre Lebensdauer verkürzen kann).
4. Halten Sie den Schlauch so gerade wie möglich, um unnötigen Verschleiß oder Beschädigungen vorzubeugen. Schieben Sie die Bürste vorsichtig mit kurzen Stoß-Bewegungen langsam tiefer in den Schlauch hinein.
5. Um das andere Ende zu reinigen, führen Sie die Schlauchbürste in das gegenüberliegende Ende des Rohres ein.
6. Spülen Sie den Schlauch nach der Reinigung gründlich mit kaltem Wasser aus.
7. Um das Innere des Schlauches zu trocknen, schließen Sie ihn an das CPAP-Gerät an und lassen Sie es ca. 15 Minuten laufen, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.
8. Trocknen Sie die Borsten der Bürste vorsichtig ab, indem Sie sie mit einem Handtuch oder Tuch abtupfen und hängen Sie die Bürste dann in einem Raum mit ausreichender Luftzirkulation auf.

Hinweise / Warnungen

Die Bürste ist kürzer als ein CPAP-Schlauch. So bleibt die Bürste gut handhabbar. Daher sollte der CPAP-Schlauch von beiden Seiten mit der Bürste gereinigt werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Bürste bei Beschädigungen des Bürstenkopfs nicht mehr weiter verwenden.