

CEPILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA LA LIMPIEZA DE MANGUERAS DE CPAP

ES

Longitud manejable de 120 cm; apto para todas las mangueras estándar de CPAP (con diámetro interno de 19 mm y casquillo de 22 mm).

Uso

1. Desenrolle con cuidado el cepillo para la manguera y colóquelo en posición recta. Para no sobrecargar el cable enrollándolo y desenrollándolo, se recomienda buscar un lugar para colgar el cepillo.
2. Antes de cualquier uso, lave el cepillo con un detergente suave y agua caliente. A continuación, aclare con agua fría.
3. Para la limpieza de la manguera de CPAP debe utilizarse un detergente suave (por ejemplo, SomnoSept) y agua tibia (se recomienda agua fría o tibia, ya que el agua caliente puede secar el plástico y reducir su vida útil).
4. Coloque la manguera lo más recta posible para evitar un desgaste innecesario o daños. Empuje el cepillo con cuidado hacia el interior de la manguera con movimientos cortos.
5. Para limpiar el otro extremo de la manguera, introduzca el cepillo para la manguera en dicho extremo.
6. Tras su limpieza, aclare a fondo la manguera con agua fría.
7. Para secar el interior de la manguera, conéctela al dispositivo CPAP y déjelo funcionando durante aproximadamente 15 minutos, hasta que se haya evaporado la humedad.
8. Seque con cuidado las cerdas del cepillo frotándolas con una toalla o paño y cuelgue el cepillo en una habitación con suficiente ventilación.

Indicaciones / Advertencias

El cepillo es más corto que una manguera de CPAP. Con ello, el cepillo es fácil de manejar.

De este modo, la manguera CPAP puede limpiarse con el cepillo desde ambos lados. Guardar fuera del alcance de los niños. Si el cabezal del cepillo presenta daños, debe dejar de utilizarse.