

Näin selvität, sopiiko kisko sinulle



1: Leikkaa paksusta ja puhtaasta kartongista neliö, joka mahtuu suuhusi niin, että se peittää hampaat.



2: Aseta pahvineliö suuhusi ja pure hampaat yhteen. Kun otat pahvin pois suusta, sinun tulisi nähdä siihen painautuneet hampaanjäljet. Jos näin ole, toista tämä vaihe ja pure hampaat voimakkaammin yhteen.



3: Aseta pahvineliö pöydälle ja ota viivoitin esille.



4: Mittaa viivoittimen avulla painauman pituus ja leveys pisteistä, jotka ovat kauimpana toisistaan. Vertaa sitten mittoja kiskon mittoihin. Kiskon tulisi olla sekä pituudeltaan että leveydeltään vähintään 1 millimetrin isompi, kuin hampaistasi ottamasi mitat.



Kuorsauskiskojen mitat:

Tuote	Pituus / Syvyys (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Purentauran leveys (mm)	Säätövara (noin)	Pakkauksen sisältö
somnipax guard standard	42	60	24	13	0mm - 12mm (8 säätöä)	2 kiskon osaa, 2x8 säätöpantaa, tuuletusaukollinen säilytyskotelo, lämpömittari, purentalasta
somnipax guard large	45	67	27	15	-1mm - 9,5mm (8 säätöä)	2 kiskon osaa, 2x8 säätöpantaa, tuuletusaukollinen säilytyskotelo, lämpömittari, purentalasta

Näin mitat otetaan:

Pituus: Kisko on hevosenkengän muotoinen. Pituus on mitattu kiskon toisesta päästä (kohtisuoraan ylös) kärkipisteen korkeuteen.

Leveys: Kisko on hevosenkengän muotoinen. Leveys on mitattu kiskon päästä sen toiseen päähän (leveimmästä, uloimasta kohdasta)

Korkeus: Kiskon korkein kohta ulkosivulta mitattuna. Tavallisesti tämä kohta on kiskon etupuolella, kulmahampaiden kohdalla.

Purentauran leveys: Termoplastisella muovilla täytetyn purentauran leveys leveimmässä kohdassa (takana, poskihampaiden kohdalla).

