

Particulièrement maniable grâce à ses 120 cm de longueur ; adaptée à tous les tuyaux CPAP/PPC standard (dotés d'un diamètre intérieur de 19 mm et de manchons de 22 mm de diamètre).

Mode d'emploi

1. Déroulez la brosse pour tuyaux précautionneusement et redressez-la. Il est recommandé de suspendre la brosse entre les utilisations car de fréquentes sollicitations exercées sur le câble, pour l'enrouler et le dérouler, sont susceptibles de l'endommager.
2. Nettoyez la brosse avec un nettoyant doux et de l'eau chaude avant de l'utiliser. Rincez-la ensuite à l'eau froide.
3. Pour le nettoyage de votre tuyau CPAP/PPC, un nettoyant doux s'impose également (par ex. SomnoSept), ainsi que de l'eau tiède ou froide (l'eau chaude peut altérer les matières plastiques et avoir un impact sur leur longévité).
4. Maintenez le tuyau aussi droit que possible afin de prévenir tout dommage ou toute usure excessive. Insérez la brosse précautionneusement dans le tuyau, en procédant par à-coups.
5. Une fois la première moitié du tuyau nettoyée, insérez la brosse dans l'extrémité opposée et répétez l'opération.
6. Rincez abondamment le tuyau avec de l'eau froide après le nettoyage.
7. Pour faire sécher l'intérieur du tuyau, raccordez-le à votre appareil de ventilation que vous allumerez et laisserez fonctionner pendant environ 15 minutes, jusqu'à ce que les résidus d'eau se soient évaporés.
8. Après utilisation, tamponnez délicatement les poils de la brosse avec un chiffon ou une serviette pour en extraire le maximum d'eau, puis suspendez la brosse à un endroit où l'air circule suffisamment pour la faire sécher.

Notes / Avertissements

Pour qu'elle soit facile à manier, la brosse a été conçue de manière à être moins longue que votre tuyau CPAP/PPC. Pour nettoyer ce dernier, il est donc nécessaire d'utiliser la brosse successivement dans chacune de ses deux extrémités.

Conserver la brosse hors de portée des jeunes enfants. Ne plus l'utiliser si sa tête est endommagée.