

Comoda lunghezza di 120 cm; adatta a tutti i tubi CPAP standard (con diametro interno di 19 mm e raccordo di 22 mm).

Utilizzo

1. Srotolare con attenzione la spazzola per tubi e raddrizzarla. Per evitare il logoramento del filo dovuto all'avvolgimento e allo svolgimento, si consiglia di trovare un luogo dove appendere la spazzola.
2. Prima dell'uso, lavare la spazzola con un detergente delicato e acqua calda. Successivamente, sciacquare con acqua fredda.
3. Per la pulizia del tubo CPAP, è necessario utilizzare anche un detergente delicato (ad es. SomnoSept) e acqua tiepida (si consiglia acqua fredda o tiepida in quanto l'acqua calda può far indurire la plastica e ridurne la durata).
4. Mantenere il tubo il più dritto possibile per evitare usura o danni inutili. Inserire la spazzola nel tubo, spingendola delicatamente e in profondità con movimenti brevi e lenti.
5. Per pulire l'altra estremità, inserire la spazzola nel lato opposto del tubo.
6. Dopo la pulizia, sciacquare accuratamente il tubo con acqua fredda.
7. Per far asciugare l'interno del tubo, collegarlo alla macchina CPAP lasciandola in funzione per circa 15 minuti, fino a quando l'umidità non è evaporata.
8. Asciugare delicatamente le setole della spazzola tamponandole con un asciugamano o un panno, quindi appendere la spazzola in un luogo con sufficiente circolazione d'aria.

Note / Avvertenze

La spazzola è più corta di un tubo CPAP, quindi più facile da maneggiare. Pertanto, il tubo CPAP deve essere pulito con la spazzola da entrambi i lati. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Interrompere l'utilizzo della spazzola se la testina è danneggiata.