

## CPAP-SLANGBORSTE I ROSTFRITT STÅL FÖR RENGÖRING AV CPAP-SLANGAR

SV

Praktisk längd på 120 cm; lämplig för alla vanliga CPAP-slangar (med innerdiameter 19 mm och hylsa 22 mm).

### Tillämpning

1. Rulla försiktigt ut slangborsten och räta ut den. För att undvika att tråden trötts ut av upp- och nedrullning är det lämpligt att hitta en plats att hänga upp borsten på.
2. Tvätta borsten med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten före användning. Skölj sedan med kallt vatten.
3. Ett mildt rengöringsmedel (t.ex. SomnoSept) och ljummet vatten bör också användas för att rengöra CPAP-slangen (kallt eller ljummet vatten rekommenderas, eftersom varmt vatten kan torka ut plaster och förkorta deras livslängd).
4. Håll slangen så rak som möjligt för att undvika onödigt slitage eller skador. För försiktigt in borsten långsamt djupare i slangen med korta rörelser.
5. För att rengöra den andra änden, för in slangborsten i den motsatta änden av röret.
6. Skölj slangen noggrant med kallt vatten efter rengöringen.
7. För att torka insidan av slangen ansluter du den till CPAP-apparaten och låter den gå i ca 15 minuter tills fukten har avdunstat.
8. Torka försiktigt borstens strån med en handduk eller trasa och häng sedan upp borsten i ett rum med tillräcklig luftcirkulation.

### Anmärkingar/varningar

Borsten är kortare än en CPAP-slang. Detta innebär att borsten förblir lätt att hantera. CPAP-slangen bör därför rengöras från båda sidor med borsten. Förvaras utom räckhåll för små barn. Om borsten är skadad fortsätt inte att använda borsthuvudet.