


Produktidentifikation

Handelsname	oxyhero
Anwendungsbereich	Reinigung CPAP-Schlauch
Anwendungsform	Reinigungsbürste
Einstufung	Medizinprodukt
Klassifizierung	Klasse I
Hersteller	AescuBrands UG (haftungsbeschränkt)
Distributor (exklusiv)	health.On Ventures GmbH
Straße/Postfach	Im Gewerbegebiet 5
Nat.-Kenn./PLZ/Ort	DE-91093 Hessdorf
Telefon	+49-9135-422 97 82
E-Mail/ Web	sales@health-on.ventures www.healthonventures.com



Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	oxyhero CPAP brush ist eine hochwertige Edelstahl-Schlauchbürste mit einer Baumwoll-Spitze – für eine gründliche und sichere Reinigung von CPAP-Schläuchen.
Hauptanwendung	Zur gründlichen Reinigung des Innenraums von CPAP-Schläuchen; mechanische Wirkweise; entfernt zuverlässig hartnäckige Ablagerungen und Schmutz.

Produktvarianten



oxyhero brush 15 mm (passend für CPAP-Standardschläuche Innendurchmesser 15 mm)

Produkttyp	Bürste
Material Draht	Edelstahl
Material Borsten	Nylon
Material Spitze	Baumwolle
Länge Bürste	1200 mm
Durchmesser des Bürstenkopfs	16 mm
Packungsinhalt	1 Stück
Nutzungszeitraum	6 Monate
Artikelnummer	01MT1080
EAN	4260442818748
UVP	14,95 EUR (incl. 19% USt DE)

Erläuterungen



Trocken
aufbewahren



Von Sonnenlicht
fernhalten



Ist ein
Medizinprodukt



Produkt in Übereinstimmung mit
den EU-Richtlinien und -Normen

Die Bürste ist kürzer als ein CPAP-Schlauch. So bleibt die Bürste gut handhabbar. Daher sollte der CPAP-Schlauch von beiden Seiten mit der Bürste gereinigt werden.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Bürste bei Beschädigungen des Bürstenkopfs nicht mehr weiter verwenden.

Bei Raumtemperatur lagern.