


Produktidentifikation

| | |
|------------------------|--|
| Handelsname | oxyhero |
| Anwendungsbereich | Reinigung CPAP-Schlauch |
| Anwendungsform | Reinigungsbürste |
| Einstufung | Medizinprodukt |
| Klassifizierung | Klasse I |
| Hersteller | AescuBrands UG (haftungsbeschränkt) |
| Distributor (exklusiv) | health.On Ventures GmbH |
| Straße/Postfach | Im Gewerbegebiet 5 |
| Nat.-Kenn./PLZ/Ort | DE-91093 Hessdorf |
| Telefon | +49-9135-422 97 82 |
| E-Mail/ Web | sales@health-on.ventures www.healthonventures.com |



Produktbeschreibung

| | |
|------------------|---|
| Kurzbeschreibung | oxyhero CPAP brush ist eine hochwertige Edelstahl-Schlauchbürste mit einer Baumwoll-Spitze – für eine gründliche und sichere Reinigung von CPAP-Schläuchen. |
| Hauptanwendung | Zur gründlichen Reinigung des Innenraums von CPAP-Schläuchen; mechanische Wirkweise; entfernt zuverlässig hartnäckige Ablagerungen und Schmutz. |

Produktvarianten



oxyhero brush 19 mm (passend für CPAP-Standardschläuche Innendurchmesser 19 mm)

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Produkttyp | Bürste |
| Material Draht | Edelstahl |
| Material Borsten | Nylon |
| Material Spitze | Baumwolle |
| Länge Bürste | 1200 mm |
| Durchmesser des Bürstenkopfs | 20 mm |
| Packungsinhalt | 1 Stück |
| Nutzungszeitraum | 6 Monate |
| Artikelnummer | 01MT1028 |
| EAN | 4260442818687 |
| UVP | 14,95 EUR (incl. 19% USt DE) |



oxyhero brush 15 mm (passend für CPAP-Standardschläuche Innendurchmesser 15 mm)

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Produkttyp | Bürste |
| Material Draht | Edelstahl |
| Material Borsten | Nylon |
| Material Spitze | Baumwolle |
| Länge Bürste | 1200 mm |
| Durchmesser des Bürstenkopfs | 16 mm |
| Packungsinhalt | 1 Stück |
| Nutzungszeitraum | 6 Monate |
| Artikelnummer | 01MT1080 |
| EAN | 4260442818748 |
| UVP | 14,95 EUR (incl. 19% USt DE) |

Erläuterungen



Trocken aufbewahren



Von Sonnenlicht fernhalten



Ist ein Medizinprodukt



Produkt in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien und -Normen

Die Bürste ist kürzer als ein CPAP-Schlauch. So bleibt die Bürste gut handhabbar. Daher sollte der CPAP-Schlauch von beiden Seiten mit der Bürste gereinigt werden.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Bürste bei Beschädigungen des Bürstenkopfs nicht mehr weiter verwenden.

Bei Raumtemperatur lagern.