


Produktidentifikation

Handelsname	oxyhero
Anwendungsbereich	CPAP-Therapie
Anwendungsform	Mundvorhof-Schild
Einstufung	Medizinprodukt
Klassifizierung	Klasse I
Hersteller	AescuBrands UG (haftungsbeschränkt)
Distributor (exklusiv)	health.On Ventures GmbH
Straße/Postfach	Im Gewerbegebiet 5
Nat.-Kenn./PLZ/Ort	DE-91093 Hessdorf
Telefon	+49-9135-422 97 82
E-Mail/ Web	sales@health-on.ventures www.healthonventures.com



Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung oxyhero CPAP pro ist eine Schild-Schiene aus thermoplastischem Kunststoff, die in den Mundvorhof eingesetzt wird und den Luftaustritt über den Mund verhindert.

Hauptanwendung In den Mundvorhof eingesetzte Luftaustritts-Barriere; verhindert Mundlecken, die bei der CPAP-Therapie auftreten können.



oxyhero CPAP pro	
Produkttyp	Schild-Schiene
Material	thermoplastischer Kunststoff
Farbe	blau
Grösse	uni (85 mm x 40 mm)
Anpassungsmöglichkeit	ja (thermoplastische Formung in heißem Wasser)
Gewicht	10g
Lebensdauer	18-24 Monate
Packungsinhalt	1 Schildschiene, 1 Aufbewahrungsbox, 2 Temperatur-Messstreifen, 1 Gebrauchsinformation
Artikelnummer	01MT0981
EAN	4260442818359
UVP	69,95 EUR (incl. 19% USt DE)

Erläuterungen



Trocken
aufbewahren



Von Sonnenlicht
fernhalten



Ist ein
Medizinprodukt



Produkt in Übereinstimmung mit
den EU-Richtlinien und -Normen

Schildschiene bitte in der mitgelieferten Aufbewahrungsbox kühl und trocken außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren lagern.