

**Produktidentifikation**

Handelsname	somnipax
Anwendungsbereich	Lagerungstherapie schlafbezogene Atmungsstörungen
Anwendungsform	Aktive Lagerungstherapie durch Vibration
Einstufung	Medizinprodukt
Klassifizierung	Klasse I
Hersteller	AescuBrands UG (haftungsbeschränkt)
Distributor (exklusiv)	health.On Ventures GmbH
Straße/Postfach	Im Gewerbegebiet 5
Nat.-Kenn./PLZ/Ort	DE-91093 Hessdorf
Telefon	+49-9135-422 97 82
E-Mail/ Web	sales@health-on.ventures www.healthonventures.com


**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung	somnipax belt ist ein mit Vibration arbeitendes, aktives Positionstherapiegerät. Verhindert den Schlaf in Rückenlage.
Hauptanwendung	Vermeidet den Schlaf in Rückenlage; wird eingesetzt zur Positionstherapie bei lageabhängigem Schnarchen oder positionsabhängiger obstruktiver Schlafapnoe (POSA).



AAA

somnipax belt	
<b>Produkttyp</b>	Brustgurt mit elektronischem Lagertherapie-Gerät
<b>Material Gurt</b>	70% Polyester, 18% Spandex, 10% TPU, 2% PVC
<b>Farbe Gurt</b>	grau
<b>Grösse Gurt</b>	uni (Gurt-Umfang von 70 bis 125 cm)
<b>Abmessungen Gerät</b>	75,5 x 37,5 x 14,5 mm*
<b>Gewicht Gerät</b>	26 g (ohne Batterien)
<b>Farbe Gerät</b>	weiß
<b>Vibrationsfunktion</b>	Regulierbare Vibrationsstärke, 7 Stufen
<b>Stromversorgung</b>	2 Alkali-Batterien AAA 1.5V
<b>Lebensdauer der Batterien</b>	2 bis 6 Monate **
<b>Packungsinhalt</b>	1 Elektronische Steuerungseinheit, 1 Gürtel, 2x AAA Batterien, Bedienungsanleitung
<b>Anwendungsteil Typ</b>	BF (Body Floating-elektrisch isoliert)
<b>Artikelnummer</b>	01PT0090
<b>EAN</b>	4260442818878
<b>UVP</b>	169,95 EUR (incl. 19% USt DE)

\* Gerät ohne Stoffgürtel.

\*\* Ermittlung unter Verwendung von vollständig aufgeladenen hochwertigen marktgängigen Neubatterien. Die Mindestlebensdauer von zwei Monaten ist bei einer Gesamtvibrationsdauer des Gürtels von maximal 1 Stunde pro Nacht gewährleistet.

## Erläuterungen



Trocken  
aufbewahren



Ist ein  
Medizinprodukt



Enthält keinen Naturkautschuk oder  
trockenen Naturkautschuklatex



Von Sonnenlicht  
fernhalten



Produkt in Übereinstimmung mit  
den EU-Richtlinien und -Normen



Grenzwerte für die Lufttemperatur bei  
Transport, Lagerung oder Betrieb

Schutz gegen Wasser: nicht geschützt!

Bitte somnipax belt trocken und vor starker Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Die zulässigen Lagerungstemperaturen für somnipax belt sind bei Lagerung und Transport -20 bis +50 Grad Celsius (bei einer Luftfeuchtigkeit von 0% bis 80%). Bei Anwendung ist die zulässige Temperatur 10 bis 37 Grad Celsius (bei einer Luftfeuchtigkeit von 0% bis 80%).

### Anwendung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Bei Trägern von Herzschrittmachern,
- Starken Wirbelsäulenbeschwerden,
- Rekonvaleszenz nach einer Bandscheiben-OP,
- Lageschwindel,
- Lageunabhängigem Schlafapnoe-Syndrom,
- bei Personen unter 18 Jahren.