

**Produktidentifikation**

Handelsname	somnipax
Anwendungsbereich	Lagerungstherapie schlafbezogene Atmungsstörungen
Applikationsform	Passive Lagerungstherapie mittels mechanischer Barriere
Einstufung	Medizinprodukt
Klassifizierung	Klasse I
Hersteller	AescuBrands UG (haftungsbeschränkt)
Distributor (exklusiv)	health.On Ventures GmbH
Straße/Postfach	Im Gewerbegebiet 5
Nat.-Kenn./PLZ/Ort	DE-91093 Hessdorf
Telefon	+49-9135-422 97 82
E-Mail/ Web	sales@health-on.ventures www.healthonventures.com


**Produktbeschreibung**

Kurzbeschreibung	GOTS-zertifiziertes Shirt aus Bio-Baumwolle mit eingearbeitetem Lagerungskeil (Hartschaum / Luftkissen) im Rückenteil. Verhindert den Schlaf in Rückenlage. Unterschiedliche Schnitte für Damen und Herren in jeweils 6 unterschiedlichen Größen.
Hauptanwendung	Vermeidet die Rückenlage im Schlaf; wird eingesetzt zur Positionstherapie bei lageabhängigem Schnarchen oder positionsabhängiger obstruktiver Schlafapnoe (POSA).

**Produktvarianten**

somnipax shirt standard (mit Hartschaumrolle)	
Produkttyp	T-Shirt
Material Shirt	100% Baumwolle (aus kontrolliert biologischem Anbau)
Material Lagerungskeil	100% PE-Schaumstoff
Maße Lagerungskeil	300 x 100 mm (Zylinderform)
Farbe Lagerungskeil	weiß
Packungsinhalt	1 T-Shirt mit Rückentasche + 1 herausnehmbare Hartschaumrolle
Modelle	Damen / Herren
Größen	Herren: S / M / L / XL / XXL / XXXL Damen: XS / S / M / L / XL / XXL
UVP	EUR 44,95 (incl. 19% USt DE)



Artikelnummer	Artikelbezeichnung (Herren Modelle)
01SE0586	somnipax shirt standard (male, S) mit Hartschaumrolle
01SE0587	somnipax shirt standard (male, M) mit Hartschaumrolle
01SE0588	somnipax shirt standard (male, L) mit Hartschaumrolle
01SE0589	somnipax shirt standard (male, XL) mit Hartschaumrolle
01SE0590	somnipax shirt standard (male, XXL) mit Hartschaumrolle
01SE0591	somnipax shirt standard (male, XXXL) mit Hartschaumrolle



Artikelnummer	Artikelbezeichnung (Damen Modelle)
01SE0623	somnipax shirt standard (female, XS) mit Hartschaumrolle
01SE0624	somnipax shirt standard (female, S) mit Hartschaumrolle
01SE0625	somnipax shirt standard (female, M) mit Hartschaumrolle
01SE0626	somnipax shirt standard (female, L) mit Hartschaumrolle
01SE0627	somnipax shirt standard (female, XL) mit Hartschaumrolle
01SE0628	somnipax shirt standard (female, XXL) mit Hartschaumrolle

**somnipax shirt comfort (mit Luftkissen)**

<b>Produkttyp</b>	T-Shirt
<b>Material Shirt</b>	100% Baumwolle (aus kontrolliert biologischem Anbau)
<b>Material Luftkissen</b>	PVC
<b>Maße Luftkissen</b>	350 x 160 mm (Zylinderform)
<b>Farbe Luftkissen</b>	weiß
<b>Packungsinhalt</b>	1 T-Shirt mit Rückentasche + 1 herausnehmbares Luftkissen
<b>Modelle</b>	Damen / Herren
<b>Größen</b>	Herren: S / M / L / XL / XXL / XXXL Damen: XS / S / M / L / XL / XXL
<b>UVP</b>	EUR 52,95 (incl. 19% USt DE)



Artikelnummer	Artikelbezeichnung (Herren Modelle)
01SE0580	somnipax shirt comfort (male, S) mit Luftkissen
01SE0581	somnipax shirt comfort (male, M) mit Luftkissen
01SE0582	somnipax shirt comfort (male, L) mit Luftkissen
01SE0583	somnipax shirt comfort (male, XL) mit Luftkissen
01SE0584	somnipax shirt comfort (male, XXL) mit Luftkissen
01SE0585	somnipax shirt comfort (male, XXXL) mit Luftkissen



Artikelnummer	Artikelbezeichnung (Damen Modelle)
01SE0617	somnipax shirt comfort (female, XS) mit Luftkissen
01SE0618	somnipax shirt comfort (female, S) mit Luftkissen
01SE0619	somnipax shirt comfort (female, M) mit Luftkissen
01SE0620	somnipax shirt comfort (female, L) mit Luftkissen
01SE0621	somnipax shirt comfort (female, XL) mit Luftkissen
01SE0622	somnipax shirt comfort (female, XXL) mit Luftkissen

**somnipax shirt Wechselshirt (ohne Lagerungskeil)**

<b>Produkttyp</b>	T-Shirt
<b>Material Shirt</b>	100% Baumwolle (aus kontrolliert biologischem Anbau)
<b>Packungsinhalt</b>	1 T-Shirt mit Rückentasche
<b>Modelle</b>	Damen / Herren
<b>Größe</b>	Herren: S / M / L / XL / XXL / XXXL Damen: XS / S / M / L / XL / XXL
<b>UVP</b>	EUR 34,95 (incl. 19% USt DE)



Artikelnummer	Artikelbezeichnung (Herren Modelle)
01PT0068	somnipax shirt (male, S)
01PT0069	somnipax shirt (male, M)
01PT0070	somnipax shirt (male, L)
01PT0071	somnipax shirt (male, XL)
01PT0072	somnipax shirt (male, XXL)
01PT0073	somnipax shirt (male, XXXL)



Artikelnummer	Artikelbezeichnung (Damen Modelle)
01PT0074	somnipax shirt (female, XS)
01PT0075	somnipax shirt (female, S)
01PT0076	somnipax shirt (female, M)
01PT0077	somnipax shirt (female, L)
01PT0078	somnipax shirt (female, XL)
01PT0079	somnipax shirt (female, XXL)



Hartschaumrolle für somnipax shirt	
Form	Zylinder
Material Lagerungskeil	100% PE-Schaumstoff
Maße Lagerungskeil	300 x 100 mm
Farbe Lagerungskeil	weiß
Packungsinhalt	1 Hartschaumrolle
UVP	EUR 16,95 (incl. 19% USt DE)



Luftkissen für somnipax shirt	
Form	Zylinder
Material Luftkissen	PVC
Maße Luftkissen	350 x 160 mm
Farbe Luftkissen	weiß
Packungsinhalt	1 Luftkissen
UVP	EUR 22,95 (incl. 19% USt DE)

## Erläuterungen



Trocken  
aufbewahren



Ist ein  
Medizinprodukt



Shirt (ohne Rolle /  
Luftkissen) nach  
Ökotextilien-Standard  
GOTS zertifiziert



Produkt in Übereinstimmung mit  
den EU-Richtlinien und -Normen



Von Sonnenlicht  
fernhalten