



Dilatador nasal

Los dilatadores nasales son una ayuda excepcional para mejorar la respiración nasal, ya sea durante el día o durante la noche. Están disponibles en las siguientes formas:

Forma de ala



Modelo somnipax air, dilatador nasal con forma de ala (Pack de prueba con 3 tamaños [S/M/L])

Los dilatadores nasales se introducen de forma algo más profunda en el vestíbulo nasal, ensanchando las vías respiratorias más que los dilatadores nasales con forma de tubo. Son especialmente eficaces si la obstrucción del aire tiene lugar a mayor profundidad en la nariz, como en caso de tabique desviado. Con su forma de ala optimizada aerodinámicamente, mejoran la respiración nasal de forma muy eficaz.

Pueden resultar especialmente beneficiosos para personas con:

- Constricciones profundas en el vestíbulo nasal
- Altas expectativas de rendimiento del vestíbulo nasal (en especial a la hora de practicar deporte)
- Desviación del tabique nasal

Forma de tubo o de cilindro



Modelo somnipax breathe, dilatador nasal con forma de tubo (1 dilatador nasal, tamaño único)

Los dilatadores nasales con forma de tubo se introducen de forma plana en los orificios nasales, es decir, solo en la parte inferior del vestíbulo nasal. Con su forma de tubo, dilatan especialmente bien el vestíbulo nasal. Además de ello, se caracterizan por una gran comodidad, porque reparten de manera homogénea la presión y apenas se producen puntos de presión.

Especialmente apropiado para personas con:

- Fosas nasales inestables
- Sensación de presión en la zona nasal
- Vestíbulo nasal estrecho



Dilatador nasal con forma de tubo especial para



Modelo somnipax pure, dilatador nasal con forma de tubo para alérgicos (1 dilatador nasal de tamaño único, 24 filtros de inserción)

También hay dilatadores nasales con forma de tubo especiales para alérgicos con filtro de inserción. Se introducen pequeños filtros en el interior de los tubos para filtrar el polvo y el polen del aire inhalado antes de que llegue a las membranas mucosas de las vías respiratorias superiores. Los filtros pueden cambiarse si es necesario.



Dilatador nasal tubular con “efecto espiga” para una fijación más estable



Modelo oxyhero push, dilatador nasal tubular con agarre de estabilidad extra
(Pack de prueba de 3 tamaños [S/M/L])

El dilatador nasal tubular con “sistema de espiga” se encarga de una fijación especialmente segura. En la parte exterior de cada tubo hay dos alas (desmontables). Estas se expanden ligeramente tras su inserción en el vestíbulo nasal y crean un ligero efecto de extensión de la espiga. De esta manera, el dilatador nasal se fija de forma más segura.

Así funciona un dilatador nasal

El dilatador nasal amplía las fosas nasales en la zona del vestíbulo nasal de forma mecánica y mejora así el flujo de aire al inspirar y expirar. Este dilatador nasal es especialmente efectivo para personas cuyas fosas nasales tienen una tensión básica baja, es decir, cuando las fosas nasales se colapsan durante una inhalación nasal fuerte. También las personas con desviación del tabique nasal pueden experimentar una mejora considerable de la respiración.



Puede comprar cualquiera de estos tipos de dilatador nasal en cualquier farmacia de Alemania.

Basta con indicar el nombre del dilatador nasal deseado o el número PZN.

Modelo	PZN (para solicitar en farmacia)
somnipax breathe (1 dilatador nasal UNI)	DE 14343488 AT 4550074
somnipax pure (1 dilatador nasal UNI, 24 filtros)	DE 14343465 AT 4165672
oxyhero push (3 dilatadores nasales S/M/L)	DE 14343086 AT 4165519
somnipax air (3 dilatadores nasales S/M/L)	DE 14343502 AT 4576205

Dependiendo del modelo y del tamaño del envase, los dilatadores nasales cuestan entre 10 y 20 euros.

También tiene la opción de comprar un dilatador nasal de forma cómoda en Internet en SomniShop.

En www.somnishop.com

Editor: health.On Ventures GmbH,
Im Gewerbegebiet 5,
91093 Heßdorf,
Alemania

Actualizado: 23-5-2025