

Identification du produit

Dénomination commerciale
Domaine d'application
Forme d'application
Catégorie de produit
Classification
Fabricant
Distributeur (exclusif)
Voie / Boîte postale
Code pays / Code postal / Commune
Numéro de téléphone
E-Mail / Site internet

SomnoSept
Nettoyage des masques de PPC / du visage
Lingettes nettoyantes
Dispositif médical
Classe I
AescuBrands UG (responsabilité limitée)
health.On Ventures GmbH
Im Gewerbegebiet 5
DE-91093 Hessdorf
+49-9135-422 97 82
sales@health-on.ventures
www.healthonventures.com



Description du produit

Description succincte

Lingettes nettoyantes spéciales PPC SomnoSept composées à 100 % de viscose, sans plastique, sans alcool, sans parfum. Testées dermatologiquement.

Application principale

Pour le nettoyage quotidien des masques de PPC et du visage. Éliminent efficacement saleté, sébum et autres résidus organiques. Idéales pour les voyages.



Lingettes nettoyantes spéciales PPC/CPAP SomnoSept

Type de produit	Lingettes humides
Composition de la solution nettoyante	Eau, glycérine, extrait de fleurs de camomille, extrait de feuilles d'aloë vera, acétate de tocophérol, huile de ricin hydrogénée, polyaminopropyl biguanide (20 %), 2-phénoxyéthanol, éthylhexylglycérine
Composition des lingettes	100 % viscose
Tolérance cutanée	Sans danger pour la peau
pH	5,5
Odeur	Neutre
Contenu d'un emballage	72 lingettes
Durée de conservation	2 ans
Référence article	01CA0020
EAN	4260442818762
Prix public conseillé	12,95 EUR (TVA 20 % incluse)

Mentions utiles



Ne pas réutiliser, usage unique



Conserver au sec



Conserver à l'abri de la lumière du soleil



Produit conforme à la réglementation et aux normes européennes



Dispositif médical

Veuillez conserver le produit à un endroit sec, à une température inférieure à 40 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil et ne pas l'utiliser après la date de péremption. Date de péremption : se reporter à l'emballage.

Nous proposons des solutions innovantes contre les troubles respiratoires du sommeil et le ronflement. Retrouvez tous nos produits à l'adresse : www.aescubrands.com