


### Identification du produit

Dénomination commerciale	oxyhero
Domaine d'application	Nettoyage des circuits respiratoires (PPC)
Forme d'application	Brosse de nettoyage
Catégorie de produit	Dispositif médical
Classification	Classe I
Fabricant	AescuBrands UG (responsabilité limitée)
Distributeur (exclusif)	health.On Ventures GmbH
Voie / Boîte postale	Im Gewerbegebiet 5
Code pays / Code postal / Commune	DE-91093 Hessdorf
Numéro de téléphone	+49-9135-422 97 82
E-mail / Site internet	sales@health-on.ventures www.healthonventures.com



### Description du produit

Description succincte	La brosse oxyhero brush est une brosse pour tuyaux de PPC en acier inoxydable, d'excellente qualité et munie d'une houppe en laine à l'une de ses extrémités. Permet un nettoyage sûr et en profondeur des tuyaux de PPC.
Application principale	Pour un nettoyage approfondi de l'intérieur des tuyaux de PPC, à la main (mode d'action mécanique). Élimine efficacement saleté et dépôts tenaces.

### Variantes



#### Brosse oxyhero brush 19 mm (pour tous les tuyaux de PPC standard d'un diamètre intérieur de 19 mm)

Type de produit	Brosse
Matériau (filin)	Acier inoxydable
Matériau (poils)	Nylon
Matériau (houppes)	Laine
Longueur	120 cm
Diamètre de la tête de brosse	20 mm
Contenu de l'emballage	1 brosse
Durée de vie (utilisation régulière)	6 mois
Référence fabricant	01MT1028
EAN	4260442818687
Prix public conseillé	14,95 EUR (TVA 20 % incluse)

### Mentions utiles



Conserver  
au sec



Conserver à l'abri de  
la lumière du soleil



Dispositif  
médical



Produit conforme à la réglementation  
et aux normes européennes

Pour plus de maniabilité, la brosse a été conçue de manière à être plus courte que les tuyaux de PPC. Il est donc nécessaire de l'introduire successivement dans chacune des deux extrémités d'un tuyau pour le nettoyer.

Conserver la brosse hors de portée des jeunes enfants.

Ne plus l'utiliser si sa tête est endommagée.

Conserver à température ambiante.