


### Identification du produit

Dénomination commerciale	oxyhero
Domaine d'application	Traitement par ventilation en pression positive continue
Forme d'application	Écran vestibulaire
Catégorie de produit	Dispositif médical
Classification	Classe I
Fabricant	AescuBrands UG (responsabilité limitée)
Distributeur (exclusif)	health.On Ventures GmbH
Voie / Boîte postale	Im Gewerbegebiet 5
Code pays / Code postal / Commune	DE-91093 Hessdorf
Numéro de téléphone	+49-9135-422 97 82
E-mail / Site internet	sales@health-on.ventures www.healthonventures.com



### Description du produit

Description succincte

Le dispositif oxyhero CPAP pro est un embout buccal en matériau thermoplastique qui s'insère dans le vestibule de la bouche et empêche l'air de s'échapper par la bouche.

Application principale

Écran d'obturation inséré dans le vestibule de la bouche, prévient les fuites buccales susceptibles de survenir pendant le traitement par ventilation en pression positive continue.



#### oxyhero CPAP pro

Type de produit	Embout buccal obturateur
Matériau	Thermoplastique
Couleur	Bleu
Taille	Taille unique (85 x 40 mm)
Ajustement à la dentition	Modelage du matériau thermoformable après immersion dans un bain d'eau chaude
Poids	10 g
Durée de vie	18 à 24 mois
Contenu de l'emballage	1 embout buccal, 1 boîte de rangement, 2 bandes d'indication de la température, mode d'emploi
Référence fabricant	01MT0981
EAN	4260442818359
Prix public conseillé	69,95 EUR (TVA 20 % incluse)

### Mentions utiles



Conserver au sec



Conserver à l'abri de la lumière du soleil



Dispositif médical



Produit conforme à la réglementation et aux normes européennes

Veuillez conserver l'embout buccal dans sa boîte de rangement, dans un endroit frais et sec, et hors de portée des enfants et animaux de compagnie.