

Identification du produit

Dénomination commerciale	sornipax
Domaine d'application	Traitement par thérapie positionnelle des troubles respiratoires du sommeil
Forme d'application	Thérapie positionnelle passive par entrave mécanique à la position dorsale
Catégorie de produit	Dispositif médical
Classification	Classe I
Fabricant	AescuBrands UG (responsabilité limitée)
Distributeur (exclusif)	health.On Ventures GmbH
Voie / Boîte postale	Im Gewerbegebiet 5
Code pays / Code postal / Commune	DE-91093 Hessdorf
Numéro de téléphone	+49-9135-422 97 82
E-mail / Site internet	sales@health-on.ventures www.healthonventures.com


Description du produit

Description succincte	Tee-shirt en coton issu de l'agriculture biologique, certifié GOTS et pourvu d'une poche dorsale destinée à accueillir un insert dorsal (cylindre en mousse rigide ou coussin gonflable). Empêche de dormir en position allongée sur le dos. Coupes spécifiques pour les femmes et les hommes, disponible en 6 tailles différentes.
Application principale	Prévient la position dorsale pendant le sommeil, utilisé dans le cadre d'une thérapie positionnelle en cas de ronflement positionnel ou d'apnée obstructive du sommeil positionnelle.

Variantes
sornipax shirt standard (avec cylindre en mousse rigide)

Type de produit	Tee-shirt
Matériau (tee-shirt)	100 % coton (issu de l'agriculture biologique)
Matériau (insert dorsal)	100 % mousse de PE
Dimensions (insert dorsal)	300 x 100 mm (forme cylindrique)
Couleur (insert dorsal)	Blanc
Contenu de l'emballage	1 tee-shirt avec poche dorsale + 1 insert cylindrique amovible en mousse rigide
Modèles	Femmes / Hommes
Tailles	Hommes : S / M / L / XL / XXL / XXXL Femmes : XS / S / M / L / XL / XXL
Prix public conseillé	44,95 EUR (TVA 20 % incluse)



Référence fabricant	Désignation (modèle pour hommes)
01SE0586	sornipax shirt standard (hommes, S) avec cylindre en mousse rigide
01SE0587	sornipax shirt standard (hommes, M) avec cylindre en mousse rigide
01SE0588	sornipax shirt standard (hommes, L) avec cylindre en mousse rigide
01SE0589	sornipax shirt standard (hommes, XL) avec cylindre en mousse rigide
01SE0590	sornipax shirt standard (hommes, XXL) avec cylindre en mousse rigide
01SE0591	sornipax shirt standard (hommes, XXXL) avec cylindre en mousse rigide



Référence fabricant	Désignation (modèle pour femmes)
01SE0623	sompnirax shirt standard (femmes, XS) avec cylindre en mousse rigide
01SE0624	sompnirax shirt standard (femmes, S) avec cylindre en mousse rigide
01SE0625	sompnirax shirt standard (femmes, M) avec cylindre en mousse rigide
01SE0626	sompnirax shirt standard (femmes, L) avec cylindre en mousse rigide
01SE0627	sompnirax shirt standard (femmes, XL) avec cylindre en mousse rigide
01SE0628	sompnirax shirt standard (femmes, XXL) avec cylindre en mousse rigide

sompnirax shirt comfort (avec coussin gonflable)

Type de produit	Tee-shirt
Matériau (tee-shirt)	100 % coton (issu de l'agriculture biologique)
Matériau (coussin gonflable)	PVC
Dimensions (coussin gonflable)	350 x 160 mm (forme cylindrique)
Couleur (coussin gonflable)	Blanc
Contenu de l'emballage	1 tee-shirt avec poche dorsale + 1 coussin gonflable amovible
Modèles	Femmes / Hommes
Tailles	Hommes : S / M / L / XL / XXL / XXXL Femmes : XS / S / M / L / XL / XXL
Prix public conseillé	52,95 EUR (TVA 20 % incluse)



Référence fabricant	Désignation (modèle pour hommes)
01SE0580	sompnirax shirt comfort (hommes, S) avec coussin gonflable
01SE0581	sompnirax shirt comfort (hommes, M) avec coussin gonflable
01SE0582	sompnirax shirt comfort (hommes, L) avec coussin gonflable
01SE0583	sompnirax shirt comfort (hommes, XL) avec coussin gonflable
01SE0584	sompnirax shirt comfort (hommes, XXL) avec coussin gonflable
01SE0585	sompnirax shirt comfort (hommes, XXXL) avec coussin gonflable



Référence fabricant	Désignation (modèle pour femmes)
01SE0617	sompnirax shirt comfort (femmes, XS) avec coussin gonflable
01SE0618	sompnirax shirt comfort (femmes, S) avec coussin gonflable
01SE0619	sompnirax shirt comfort (femmes, M) avec coussin gonflable
01SE0620	sompnirax shirt comfort (femmes, L) avec coussin gonflable
01SE0621	sompnirax shirt comfort (femmes, XL) avec coussin gonflable
01SE0622	sompnirax shirt comfort (femmes, XXL) avec coussin gonflable

Tee-shirt de rechange sompnirax shirt (sans insert dorsal)

Type de produit	Tee-shirt
Matériau	100 % coton (issu de l'agriculture biologique)
Contenu de l'emballage	1 tee-shirt avec poche dorsale
Modèles	Femmes / Hommes
Tailles	Hommes : S / M / L / XL / XXL / XXXL Femmes : XS / S / M / L / XL / XXL
Prix public conseillé	34,95 EUR (TVA 20 % incluse)



Référence fabricant	Désignation (modèle pour hommes)
01PT0068	sompnirpax shirt (hommes, S)
01PT0069	sompnirpax shirt (hommes, M)
01PT0070	sompnirpax shirt (hommes, L)
01PT0071	sompnirpax shirt (hommes, XL)
01PT0072	sompnirpax shirt (hommes, XXL)
01PT0073	sompnirpax shirt (hommes, XXXL)



Référence fabricant	Désignation (modèle pour femmes)
01PT0074	sompnirpax shirt (femmes, XS)
01PT0075	sompnirpax shirt (femmes, S)
01PT0076	sompnirpax shirt (femmes, M)
01PT0077	sompnirpax shirt (femmes, L)
01PT0078	sompnirpax shirt (femmes, XL)
01PT0079	sompnirpax shirt (femmes, XXL)



Cylindre en mousse rigide pour sompnirpax shirt	
Forme	Cylindrique
Matériau	100 % mousse de PE
Dimensions	300 x 100 mm
Couleur	Blanc
Contenu de l'emballage	1 cylindre en mousse rigide
Prix public conseillé	16,95 EUR (TVA 20 % incluse)



Coussin gonflable pour sompnirpax shirt	
Forme	Cylindrique
Matériau	PVC
Dimensions	350 x 160 mm
Couleur	Blanc
Contenu de l'emballage	1 coussin gonflable
Prix public conseillé	22,95 EUR (TVA 20 % incluse)

Mentions utiles


Conserver
au sec



Dispositif
médical



Produit conforme à la réglementation
et aux normes européennes



Conserver à l'abri de
la lumière du soleil



Certification GOTS
relative aux textiles
écologiques (tee-shirt
uniquement)