

**Identification du produit**

Dénomination commerciale	somnipax
Domaine d'application	Traitement par thérapie positionnelle des troubles respiratoires du sommeil
Forme d'application	Thérapie positionnelle passive par entrave mécanique à la position dorsale
Catégorie de produit	Dispositif médical
Classification	Classe I
Fabricant	AescuBrands UG (responsabilité limitée)
Distributeur (exclusif)	health.On Ventures GmbH
Voie / Boîte postale	Im Gewerbegebiet 5
Code pays / Code postal / Commune	DE-91093 Hessdorf
Numéro de téléphone	+49-9135-422 97 82
E-mail / Site internet	sales@health-on.ventures www.healthonventures.com


**Description du produit**

Description succincte	Tee-shirt en coton issu de l'agriculture biologique, certifié GOTS et pourvu d'une poche dorsale destinée à accueillir un insert dorsal (cylindre en mousse rigide ou coussin gonflable). Empêche de dormir en position allongée sur le dos. Coupes spécifiques pour les femmes et les hommes, disponible en 6 tailles différentes.
Application principale	Prévient la position dorsale pendant le sommeil, utilisé dans le cadre d'une thérapie positionnelle en cas de ronflement positionnel ou d'apnée obstructive du sommeil positionnelle.

**Variantes**
**somnipax shirt standard (avec cylindre en mousse rigide)**

Type de produit	Tee-shirt
Matériau (tee-shirt)	100 % coton (issu de l'agriculture biologique)
Matériau (insert dorsal)	100 % mousse de PE
Dimensions (insert dorsal)	300 x 100 mm (forme cylindrique)
Couleur (insert dorsal)	Blanc
Contenu de l'emballage	1 tee-shirt avec poche dorsale + 1 insert cylindrique amovible en mousse rigide
Modèles	Femmes / Hommes
Tailles	Hommes : S / M / L / XL / XXL / XXXL Femmes : XS / S / M / L / XL / XXL
Prix public conseillé	44,95 EUR (TVA 20 % incluse)



Référence fabricant	Désignation (modèle pour hommes)
01SE0586	somnipax shirt standard (hommes, S) avec cylindre en mousse rigide
01SE0587	somnipax shirt standard (hommes, M) avec cylindre en mousse rigide
01SE0588	somnipax shirt standard (hommes, L) avec cylindre en mousse rigide
01SE0589	somnipax shirt standard (hommes, XL) avec cylindre en mousse rigide
01SE0590	somnipax shirt standard (hommes, XXL) avec cylindre en mousse rigide
01SE0591	somnipax shirt standard (hommes, XXXL) avec cylindre en mousse rigide



Référence fabricant	Désignation (modèle pour femmes)
01SE0623	somnipax shirt standard (femmes, XS) avec cylindre en mousse rigide
01SE0624	somnipax shirt standard (femmes, S) avec cylindre en mousse rigide
01SE0625	somnipax shirt standard (femmes, M) avec cylindre en mousse rigide
01SE0626	somnipax shirt standard (femmes, L) avec cylindre en mousse rigide
01SE0627	somnipax shirt standard (femmes, XL) avec cylindre en mousse rigide
01SE0628	somnipax shirt standard (femmes, XXL) avec cylindre en mousse rigide

**somnipax shirt confort (avec coussin gonflable)**

Type de produit	Tee-shirt
Matériau (tee-shirt)	100 % coton (issu de l'agriculture biologique)
Matériau (coussin gonflable)	PVC
Dimensions (coussin gonflable)	350 x 160 mm (forme cylindrique)
Couleur (coussin gonflable)	Blanc
Contenu de l'emballage	1 tee-shirt avec poche dorsale + 1 coussin gonflable amovible
Modèles	Femmes / Hommes
Tailles	Hommes : S / M / L / XL / XXL / XXXL Femmes : XS / S / M / L / XL / XXL
Prix public conseillé	52,95 EUR (TVA 20 % incluse)



Référence fabricant	Désignation (modèle pour hommes)
01SE0580	somnipax shirt confort (hommes, S) avec coussin gonflable
01SE0581	somnipax shirt confort (hommes, M) avec coussin gonflable
01SE0582	somnipax shirt confort (hommes, L) avec coussin gonflable
01SE0583	somnipax shirt confort (hommes, XL) avec coussin gonflable
01SE0584	somnipax shirt confort (hommes, XXL) avec coussin gonflable
01SE0585	somnipax shirt confort (hommes, XXXL) avec coussin gonflable



Référence fabricant	Désignation (modèle pour femmes)
01SE0617	somnipax shirt confort (femmes, XS) avec coussin gonflable
01SE0618	somnipax shirt confort (femmes, S) avec coussin gonflable
01SE0619	somnipax shirt confort (femmes, M) avec coussin gonflable
01SE0620	somnipax shirt confort (femmes, L) avec coussin gonflable
01SE0621	somnipax shirt confort (femmes, XL) avec coussin gonflable
01SE0622	somnipax shirt confort (femmes, XXL) avec coussin gonflable

**Tee-shirt de rechange somnipax shirt (sans insert dorsal)**

Type de produit	Tee-shirt
Matériau	100 % coton (issu de l'agriculture biologique)
Contenu de l'emballage	1 tee-shirt avec poche dorsale
Modèles	Femmes / Hommes
Tailles	Hommes : S / M / L / XL / XXL / XXXL Femmes : XS / S / M / L / XL / XXL
Prix public conseillé	34,95 EUR (TVA 20 % incluse)



Référence fabricant	Désignation (modèle pour hommes)
01PT0068	somnipax shirt (hommes, S)
01PT0069	somnipax shirt (hommes, M)
01PT0070	somnipax shirt (hommes, L)
01PT0071	somnipax shirt (hommes, XL)
01PT0072	somnipax shirt (hommes, XXL)
01PT0073	somnipax shirt (hommes, XXXL)



Référence fabricant	Désignation (modèle pour femmes)
01PT0074	somnipax shirt (femmes, XS)
01PT0075	somnipax shirt (femmes, S)
01PT0076	somnipax shirt (femmes, M)
01PT0077	somnipax shirt (femmes, L)
01PT0078	somnipax shirt (femmes, XL)
01PT0079	somnipax shirt (femmes, XXL)



Cylindre en mousse rigide pour somnipax shirt	
Forme	Cylindrique
Matériau	100 % mousse de PE
Dimensions	300 x 100 mm
Couleur	Blanc
Contenu de l'emballage	1 cylindre en mousse rigide
Prix public conseillé	16,95 EUR (TVA 20 % incluse)



Coussin gonflable pour somnipax shirt	
Forme	Cylindrique
Matériau	PVC
Dimensions	350 x 160 mm
Couleur	Blanc
Contenu de l'emballage	1 coussin gonflable
Prix public conseillé	22,95 EUR (TVA 20 % incluse)

**Mentions utiles**


Conserver au sec



Dispositif médical



Produit conforme à la réglementation et aux normes européennes



Conserver à l'abri de la lumière du soleil



Certification GOTS relative aux textiles écologiques (tee-shirt uniquement)