



Dilatatori nasali

I dilatatori nasali sono uno strumento eccellente per migliorare la respirazione attraverso il naso, sia di giorno che di notte. I design disponibili sono i seguenti:

Forma ad ali



Modello somnipax air, dilatatore nasale con forma ad ali (onfezione prova con 3 taglie [S/M/L])

I dilatatori nasali con forma ad ali vengono inseriti leggermente più in profondità nel vestibolo nasale, quindi allargano le vie aeree nasali per una lunghezza maggiore rispetto ai dilatatori nasali tubolari. Sono particolarmente efficaci quando l'ostruzione del flusso d'aria si trova più in profondità nel naso, come nel caso delle deviazioni del setto nasale. Con la loro forma a ali ottimizzata dal punto di vista aerodinamico, migliorano in modo molto efficace la respirazione nasale.

Particolarmente indicati per persone con:

- restringimenti situati in profondità nel vestibolo nasale
- alte esigenze di prestazioni (in particolare in caso di attività sportiva)
- deviazioni del setto nasale

Forma tubolare o cilindrica



Modello somnipax breathe, dilatatore nasale a forma tubolare (1 dilatatore nasale in taglia unica)

I dilatatori nasali con forma tubolare vengono inseriti di piatto nelle narici, cioè solo nella parte inferiore del vestibolo nasale. La forma a tubo allarga le narici in modo particolarmente efficace. Inoltre si distinguono per l'elevato comfort, poiché distribuiscono uniformemente la pressione sui tessuti del naso, evitando praticamente la formazione di punti di pressione.

Particolarmente indicati per persone con:

- narici molto flessibili
- una sensibilità particolare alla pressione nella zona nasale
- vestibolo nasale ristretto



Dilatatore nasale a forma tubolare, specifico per allergici



Modello somnipax pure, dilatatore nasale tubolare per allergici (1 dilatatore nasale in taglia unica, 24 filtri intercambiabili)

I dilatatori nasali tubolari con inserto filtrante sono disponibili anche specificamente per chi soffre di allergie. In questi modelli, vengono inseriti piccoli filtri all'interno dei tubi, per trattenere pollini e polvere dall'aria inspirata prima che essa raggiunga le mucose delle vie respiratorie superiori. I filtri possono essere sostituiti secondo necessità.



Dilatatore nasale tubolare con "effetto tassello" per una tenuta extra stabile



Modello oxyhero push, dilatatore nasale a forma tubolare con tenuta extra stabile
(confezione prova con 3 taglie [S/M/L])

Per una tenuta particolarmente sicura, è disponibile il dilatatore nasale a forma tubolare con il "sistema a tassello". Sulla parte esterna dei tubicini sono applicate due ali (staccabili), che si allargano leggermente dopo l'inserimento nel vestibolo nasale, creando un effetto di tenuta simile ad un tassello. In questo modo, il dilatatore nasale ha una tenuta ancora più salda.

Come funziona un dilatatore nasale

Un dilatatore nasale allarga meccanicamente le narici nella zona del vestibolo nasale, migliorando così il flusso d'aria durante l'inspirazione e l'espirazione nasale. È particolarmente efficace per le persone con narici poco toniche, cioè nei casi in cui le narici collassano durante un'intensa inspirazione nasale. Anche nelle persone con deviazioni del setto nasale, il dilatatore nasale può portare a un notevole miglioramento della respirazione.



I dilatatori nasali possono essere acquistati in qualsiasi farmacia in Germania.

È sufficiente fornire il nome del dilatatore nasale desiderato o indicare il numero PZN.

Modello	PZN (per ordinare in farmacia)
somnipax breathe (1 dilatatore nasale, taglia unica)	DE 14343488 AT 4550074
somnipax pure (1 dilatatore nasale, taglia unica, 24 filtri)	DE 14343465 AT 4165672
oxyhero push (3 dilatatori nasali S/M/L)	DE 14343086 AT 4165519
somnipax air (3 dilatatori nasali S/M/L)	DE 14343502 AT 4576205

I dilatatori nasali costano, a seconda del modello e delle dimensioni della confezione, tra i 10 e i 20 euro.

In alternativa, è possibile acquistare i dilatatori nasali comodamente online su SomniShop, all'indirizzo www.somnishop.com

Editore: health.On Ventures GmbH,
Im Gewerbegebiet 5,
91093 Heßdorf,
Germania

Ultimo aggiornamento: 23.05.2025