

Productidentificatie

Handelsnaam	SomnoSept
Toepassingsgebied	Reiniging CPAP-masker + accessoires
Toepassingsvorm	CPAP-vloeibare reiniger
Classificatie	Medisch hulpmiddel, Klasse I
Fabrikant	AescuBrands UG (beperkte aansprakelijkheid)
Distributeur (exclusief)	health.On Ventures GmbH
Straat / postbus	Im Gewerbegebiet 5
Postcode / plaats	DE-91093 Hessdorf
Telefoon	+49-9135-422 97 82
E-mail / Website	sales@health-on.ventures www.healthonventures.com



Productbeschrijving

Beknopte beschrijving	SomnoSept is een dermatologisch geteste, zeer effectieve CPAP-reiniger met een huidvriendelijke pH-waarde (5,5); speciaal ontwikkeld voor het voorzichtig reinigen van siliconen oppervlakken en medisch plastic.
Belangrijkste toepassing	Reinigt CPAP-maskers en accessoires grondig zonder de kunststof en siliconen oppervlakken aan te tasten. Spoelt gemakkelijk uit zonder resten achter te laten.



SomnoSept CPAP-reiniger	
Producttype	Concentraat
Ingrediënten reinigingsoplossing	< 5% niet-ionogene oppervlakactieve stoffen, < 5% amfotere oppervlakactieve stoffen, geurstoffen, conserveermiddelen (benzylalcohol, methylchlorothiazolinon, methylisothiazolinon), CI 42090, natriumchloride, citroenzuur
Dermatologische verdraagzaamheid	Dermatologisch veilig
pH-waarde	5,5
Geur	Frisse geur met een citrustoets
Verpakkingsinhoud	400ml
Opbrengst 1 fles	één fles is goed voor ongeveer 80 toepassingen
Houdbaar	2 jaar
Artikelnummer	01CA0001
EAN	4260442818175
OVP	EUR 12,95 (incl. 21% BTW NL)

Toelichtingen



Beschermen
tegen zonlicht



Op een droge
plek bewaren



Is een medisch
hulpmiddel



Beschermen tegen
zonlicht



Kan worden
gebruikt tot



Product in overeenstemming met
EU-richtlijnen en -normen

EUH208 bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken.