

Productidentificatie

Handelsnaam	SomnoSept
Toepassingsgebied	Reiniging CPAP-masker + gezicht
Toepassingsvorm	CPAP-reinigingsdoekjes
Classificatie	Medisch hulpmiddel, Klasse I
Fabrikant	AescuBrands UG (beperkte aansprakelijkheid)
Distributeur (exclusief)	health.On Ventures GmbH
Straat / postbus	Im Gewerbegebiet 5
Postcode / plaats	DE-91093 Hessdorf
Telefoon	+49-9135-422 97 82
E-mail / Website	sales@health-on.ventures www.healthonventures.com



Productbeschrijving

Beknopte beschrijving	SomnoSept CPAP reinigingsdoekjes gemaakt van 100% viscose, zonder plastic, zonder alcohol, zonder geurstoffen. Dermatologisch getest.
Belangrijkste toepassing	Voor de dagelijkse reiniging van het CPAP-masker en gezicht. Verwijdert op betrouwbare wijze vuil, vet, olie en andere organische resten. Ideaal voor onderweg.



SomnoSept CPAP-reinigingsdoekjes	
Producttype	Vochtige doekjes
Ingrediënten reinigingsmiddel	Water, glycerine, kamillebloemextract, aloë vera bladextract, tocopheryl acetaat, gehydrogeneerde ricinusolie, polyaminopropyl biguanide (20%), 2-phenoxyethanol, ethylhexylglycerine.
Materiaal doekjes	100% Viskose
Dermatologische verdraagzaamheid	Dermatologisch veilig
pH-waarde	5,5
Geur	Neutraal
Verpakkingsinhoud	72 stuks
Houdbaar	2 jaar
Artikelnummer	01CA0020
EAN	4260442818762
OVP	EUR 12,95 (incl. 21% BTW NL)

Toelichtingen



Niet hergebruiken



Op een droge plek bewaren



Beschermen tegen zonlicht



Product in overeenstemming met EU-richtlijnen en -normen



Is een medisch hulpmiddel

Bewaar het product op een droge plaats bij temperaturen onder 40 °C, bescherm het tegen direct zonlicht en gebruik het niet langer dan aangegeven. Gebruiksdatum: zie verpakking.