


Produktidentifikation

Handelsnaam	oxyhero
Toepassingsgebied	Reinigen van de CPAP-slang
Toepassingsvorm	Reinigingsborstel
Classificatie	Medisch hulpmiddel, Klasse I
Fabrikant	AescuBrands UG (beperkte aansprakelijkheid)
Distributeur (exclusief)	health.On Ventures GmbH
Straat / postbus	Im Gewerbegebiet 5
Postcode / plaats	DE-91093 Hessdorf
Telefoon	+49-9135-422 97 82
E-mail / Website	sales@health-on.ventures www.healthonventures.com



Productbeschrijving

Beknopte beschrijving	De oxyhero CPAP-borstel is een hoogwaardige roestvrijstalen buisborstel met een katoenen top - voor een grondige en veilige reiniging van CPAP-slangen.
Belangrijkste toepassing	Voor grondige reiniging van de binnenkant van CPAP-slangen; mechanische werking; verwijdert op betrouwbare wijze hardnekkige afzettingen en vuil.

Produkvarianten



oxyhero brush 19 mm (geschikt voor CPAP standaard slangen binnendiameter 19 mm)

Produkttype	Borstel
Materiaal draad	Edelstaal
Materiaal borstelharen	Nylon
Materiaal top	Katoen
Lengte borstel	1200 mm
Diameter van de borstelkop	20 mm
Verpakkingsinhoud	1 stuk
Gebruiksduur	6 maanden
Artikelnummer	01MT1028
EAN	4260442818687
OVP	EUR 14,95 (incl. 21% BTW NL)



oxyhero brush 15 mm (geschikt voor CPAP standaard slangen binnendiameter 15 mm)

Produkttype	Borstel
Materiaal draad	Edelstaal
Materiaal borstelharen	Nylon
Materiaal top	Katoen
Lengte borstel	1200 mm
Diameter van de borstelkop	16 mm
Verpakkingsinhoud	1 stuk
Gebruiksduur	6 maanden
Artikelnummer	01MT1080
EAN	4260442818748
OVP	EUR 14,95 (incl. 21% BTW NL)

Toelichtingen



Op een drog
plek bewaren



Beschermen
tegen zonlicht



Is een medisch
hulpmiddel



Product in overeenstemming
met EU-richtlijnen en -normen

De borstel is korter dan een CPAP-slang. Hierdoor blijft de borstel makkelijk hanteerbaar.

De CPAP-slang moet daarom van beide kanten worden gereinigd met de borstel.

Buiten bereik van kleine kinderen bewaren. Gebruik de borstel niet meer als de borstelkop beschadigd is.

Bewaar bij kamertemperatuur.