


Productidentificatie

Handelsnaam	oxyhero
Toepassingsgebied	CPAP-therapie
Toepassingsvorm	Mondvestibule schild, spalk
Classificatie	Medisch hulpmiddel, Klasse I
Fabrikant	AescuBrands UG (beperkte aansprakelijkheid)
Distributeur (exclusief)	health.On Ventures GmbH
Straat / postbus	Im Gewerbegebiet 5
Postcode / plaats	DE-91093 Hessdorf
Telefoon	+49-9135-422 97 82
E-mail / Website	sales@health-on.ventures www.healthonventures.com



Productbeschrijving

Beknopte beschrijving	oxyhero CPAP pro is een schildbeugel van thermoplastisch materiaal die in het vestibule wordt geplaatst en voorkomt dat lucht via de mond ontsnapt.
Belangrijkste toepassing	Luchtuitlaatbarrière die in het vestibule wordt geplaatst; voorkomt mondlekage die kan optreden tijdens CPAP-therapie.



oxyhero CPAP pro	
Producttype	Schildbeugel
Materiaal	thermoplastisch materiaal
Kleur	blauw
Maat	uni (85 mm x 40 mm)
Aanpassingsmogelijkheid	ja (thermoplastisch vormen in heet water)
Gewicht	10g
Levensduur	18-24 maanden
Inhoud van de verpakking	1 schildbeugel, 1 opbergdoos, 2 temperatuurmeetstrips, 1 gebruiksaanwijzing
Artikelnummer	01MT0981
EAN	4260442818359
OVP	EUR 72,95 (incl. 21% BTW NL)

Toelichtingen



Op een droge
plek bewaren



Beschermen
tegen zonlicht



Is een medisch
hulpmiddel



Product in overeenstemming
met EU-richtlijnen en -normen

Bewaar de schildbeugel in de meegeleverde opbergdoos op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen en huisdieren.