

Productidentificatie

Handelsnaam	sornipax
Toepassingsgebied	Positietherapie voor slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen
Toepassingsvorm	Passieve positioneringstherapie met een mechanische barrière
Classificatie	Medisch hulpmiddel, Klasse I
Fabrikant	AescuBrands UG (beperkte aansprakelijkheid)
Distributeur (exclusief)	health.On Ventures GmbH
Straat / postbus	Im Gewerbegebiet 5
Postcode / plaats	DE-91093 Hessdorf
Telefoon	+49-9135-422 97 82
E-mail / Website	sales@health-on.ventures www.healthonventures.com


Productbeschrijving

Beknopte beschrijving	GOTS-gecertificeerd shirt van biologisch katoen met een geïntegreerde positioneringswig (hardschuim/luchtkussens) in de rug. Voorkomt slapen op de rug. Verschillende modellen voor mannen en vrouwen in 6 verschillende maten.
Belangrijkste toepassing	Vermijdt slapen in rugligging; gebruikt voor positietherapie bij positieafhankelijk snurken of positieafhankelijke obstructieve slaapapneu (POSA).

Produkvarianten

sornipax shirt standard (met harde schuimrol)	
Producttype	T-Shirt
Materiaal shirt	100% katoen (van gecertificeerde biologische teelt)
Materiaal wig	100% PE-schuim
Maat wig	300 x 100 mm (cilindrische vorm)
Kleur wig	Wit
Verpakkingsinhoud	1 T-shirt met achterzak + 1 uitneembare harde schuimrol
Modelvarianten	Dames / Heren
Maten	Heren: S / M / L / XL / XXL / XXXL Dames: XS / S / M / L / XL / XXL
OVP	EUR 44,95 (incl. 21% BTW NL)



Artikelnummer	Artikelomschrijving (herenmodellen)
01SE0586	sornipax shirt standard (heren, S) met harde schuimrol
01SE0587	sornipax shirt standard (heren, M) met harde schuimrol
01SE0588	sornipax shirt standard (heren, L) met harde schuimrol
01SE0589	sornipax shirt standard (heren, XL) met harde schuimrol
01SE0590	sornipax shirt standard (heren, XXL) met harde schuimrol
01SE0591	sornipax shirt standard (heren, XXXL) met harde schuimrol



Artikelnummer	Artikelomschrijving (damesmodellen)
01SE0623	sornipax shirt standard (dames, XS) met harde schuimrol
01SE0624	sornipax shirt standard (dames, S) met harde schuimrol
01SE0625	sornipax shirt standard (dames, M) met harde schuimrol
01SE0626	sornipax shirt standard (dames, L) met harde schuimrol
01SE0627	sornipax shirt standard (dames, XL) met harde schuimrol
01SE0628	sornipax shirt standard (dames, XXL) met harde schuimrol

sornipax shirt comfort (met luchtkussen)	
Producttype	T-Shirt
Materiaal shirt	100% katoen (van gecertificeerde biologische teelt)
Materiaal luchtkussen	PVC
Maat luchtkussen	350 x 160 mm (cilindrische vorm)
Kleur luchtkussen	Wit
Verpakkingsinhoud	1 T-shirt met achterzak + 1 uitneembaar luchtkussen
Modellen	Dames / Heren
Maten	Heren: S / M / L / XL / XXL / XXXL Dames: XS / S / M / L / XL / XXL
OVP	EUR 52,95 (incl. 21% BTW NL)



Artikelnummer	Artikelomschrijving (herenmodellen)
01SE0580	sornipax shirt comfort (heren, S) met luchtkussen
01SE0581	sornipax shirt comfort (heren, M) met luchtkussen
01SE0582	sornipax shirt comfort (heren, L) met luchtkussen
01SE0583	sornipax shirt comfort (heren, XL) met luchtkussen
01SE0584	sornipax shirt comfort (heren, XXL) met luchtkussen
01SE0585	sornipax shirt comfort (heren, XXXL) met luchtkussen



Artikelnummer	Artikelomschrijving (damesmodellen)
01SE0617	sornipax shirt comfort (dames, XS) met luchtkussen
01SE0618	sornipax shirt comfort (dames, S) met luchtkussen
01SE0619	sornipax shirt comfort (dames, M) met luchtkussen
01SE0620	sornipax shirt comfort (dames, L) met luchtkussen
01SE0621	sornipax shirt comfort (dames, XL) met luchtkussen
01SE0622	sornipax shirt comfort (dames, XXL) met luchtkussen

sornipax shirt wisselshirt (zonder wig)	
Producttype	T-Shirt
Material shirt	100% katoen (van gecertificeerde biologische teelt)
Verpakkingsinhoud	1 T-shirt met zak op de rug
Modellen	Dames / Heren
Maten	Heren: S / M / L / XL / XXL / XXXL Dames: XS / S / M / L / XL / XXL
OVP	EUR 34,95 (incl. 21% BTW NL)



Artikelnummer	Artikelomschrijving (herenmodellen)
01PT0068	sompax shirt (heren, S)
01PT0069	sompax shirt (heren, M)
01PT0070	sompax shirt (heren, L)
01PT0071	sompax shirt (heren, XL)
01PT0072	sompax shirt (heren, XXL)
01PT0073	sompax shirt (heren, XXXL)



Artikelnummer	Artikelomschrijving (damesmodellen)
01PT0074	sompax shirt (dames, XS)
01PT0075	sompax shirt (dames, S)
01PT0076	sompax shirt (dames, M)
01PT0077	sompax shirt (feheren, L)
01PT0078	sompax shirt (feheren, XL)
01PT0079	sompax shirt (feheren, XXL)



Hardschuimrol voor sompax shirt	
Vorm	Cilinder
Materiaal wig	100% PE-schuim
Afmetingen wig	300 x 100 mm
Kleur wig	Wit
Verpakkingsinhoud	1 hardschuimrol
OVP	EUR 16,95 (incl. 21% BTW NL)



Luchtkussen voor sompax shirt	
Vorm	Cilinder
Materiaal luchtkussen	PVC
Afmetingen luchtkussen	350 x 160 mm
Kleur luchtkussen	Wit
Verpakkingsinhoud	1 luchtkussen
OVP	EUR 22,95 (incl. 21% BTW NL)

Toelichtingen



Op een droge
plek bewaren



Is een medisch
hulpmiddel



Shirt (zonder rol /
luchtkussen) gecertificeerd
volgens de GOTS
eco-textiel standaard



Product in overeenstemming met
EU-richtlijnen en -normen



Beschermen
tegen zonlicht